

# Hyalobarrier®

GEL | GEL ENDO

превенция на образуването на постоперативни сраствания

Медицинско изделие - стерилен, прозрачен, силно вискозен хидрогел на базата на напречно свързана хиалуоронова киселина, разделящ физически тъканите



- Задържа се 7 дни на мястото на апликацията, разгражда се напълно до 30 дни, биоабсорбируем
- Произведен чрез биоферментация (няма животински произход, от естествен хиалурон); напълно естествен продукт (приложим при Цезарово сечение)
- Тясно специализиран в гинекологията продукт – особено лапароскопската
- Единствен продукт за вътрематочно приложение – хистероскопии
- Доказано ефективен чрез множество клинични проучвания, 100 000 пациентки третирани 2000-2014г., няма докладвани НЛР
- Без данни за провокирани инфекции и реакции тип чуждо тяло
- Най-добро съотношение разход/полза



[www.srastvania.bg](http://www.srastvania.bg)

